

Инвертированный металлографический микроскоп серии XIM100



Детали	Спецификация	XIM100
Станина	Цельная конструкция	•
Насадка Seidentopf	Биноклярная, с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48-75мм, регулировка диоптрий	○
	Биноклярная, с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10x / 22 мм)	○
	Тринокулярная, с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы	•
	Тринокулярная, с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10x / 22 мм)	○
	Тринокулярная, с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 100/0 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10x / 22 мм)	○
Окуляр	Plan WF10x / 20мм, высота точки визуализации до 21 мм	••

XIM100

	Plan WF10x / 22мм, высота точки визуализации до 21мм	○○
	WF10x / 18мм с сеткой, высота точки визуализации до 21 мм	•
	WF10x / 20мм с сеткой, высота точки визуализации до 21 мм	○
Объектив	Plan 5x, бесконечность	○
	Plan 10x, бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием	•
	Plan 20x (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием	•
	Plan 50x (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием	•
	Plan 80x (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием	•
	Plan 100x (подпружиненный/масляная иммерсия), бесконечность	○
Предметный стол	Механический, 180×155 мм; с перемещением: 80×50 мм; с низкорасположенной коаксиальной ручкой регулировки X / Y	•
	Предметное стекло (φ110)	•
	Держатель образцов	•
Револьверная головка	На 5 объектива	•
Освещение	Галогенная лампа 12В 100Вт	•
	Осветитель отраженного света	•
	Источник питания 12В 50Вт	•
	Источник питания 12V100W	○
	Галогенная лампа 12В 50Вт Osram	•
	Галогенная лампа 12В 100Вт Osram	○
	Предохранитель Ф5Х20 250В / 3.15А	•••
	Синий фильтр (φ32)	•
	Зеленый фильтр (φ32)	•
	Желтый фильтр (φ32)	•
Поляризующий комплект	Комплект анализатора	•
	Комплект поляризатора	•
С-крепление	0.5x	○
	0.25x	○
	1x	○
Дополнительно	Микрометр (1/100 мм)	○
	Отвертка Allen Ø 1.5мм	•
	Отвертка Allen Ø 2мм	•
	Отвертка Allen Ø 3мм	•
	Шнур питания	•
	Разъем светильника	•
	Чехол для защиты от пыли	•