

Микроскоп серии XUM 500



Конфигурация:


	Спецификация	XUM 501	XUM 502	XUM 503	XUM 504
Окуляр	WF 10x / 18 мм	•	•	•	•
	WF 10x / 18 мм с сеткой (0,1 мм)	•	•	•	•
Объектив планарный с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляюще го покрытия)	LPL 5x / 0,13 W.D = 24,23 мм	•	•	•	•
	LPL 10x / 0,25 W.D = 18,48 мм	•	•	•	•
	LPL 20x / 0,4 W.D = 8,35 мм	○	○	○	○
	LPL 40x / 0,65 W.D = 3,90 мм	•	•	•	•
	LPL 50 × / 0,7 W.D = 1,95 мм	○	○	○	○
	LPL 80x / 0,8 W.D = 0,85 мм	○	○	○	○
	LPL 100x / 0,9 W.D = 1,00 мм	○	○	○	○
Насадка, тип Siedentopf	Биноккулярная, с наклоном 30°, поворотная на 360°, межзрачковое расстояние 48 -75 мм	•		•	
	Тринокулярная, с наклоном 30°, поворотная на 360°, межзрачковое расстояние 48 -75 мм, распределение света: 80 / 20		•		•
Револьверная головка	На 4 объектива	•	•	•	•
Предметный стол	Механический: 200×140 мм, с перемещением: 76×52 мм Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки	•	•	•	•
Отраженный свет	Галогенная лампа 6V / 20W	•		•	
	Галогенная лампа 6V / 30W		•		•
Фильтр	Блок с 5-тью фильтрами (синий, зеленый, желтый, серый, пустой)	•	•	•	•

Блок анализатор / поляризатор	Анализатор / Поляризатор			○	○
С-крепление	1х	○	○	○	○
	0,5х (регулировка фокуса)	○	○	○	○
Примечание: "•" - стандартная комплектация, "○" – дополнительная комплектация.					

XUM 501/502 Размер упаковки: 565×310×410 мм. Вес брутто: 9 кг. Вес нетто: 6 кг.

XUM 503/504 Размер упаковки: 570×275×450 мм. Вес брутто: 10,5 кг. Вес нетто: 8 кг.

XUM 501/502 Размер микроскопа (мм)



XUM 503/504 Размер микроскопа (мм)

